18-я МЕЖДУНАРОДНАЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 15 — 22 июля 2007 года



ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН 4 ГЕНЕТИКА

Перед началом экзамена наблюдатель покажет вам красную и зеленую карточки для проверки наличия у вас цветовой слепоты. Если вы не увидите различия между двумя карточками, поднимите руку и вам будет оказана помощь.

ЗАДАНИЕ А.	Определение последовательности кДНК	23 балла
ЗАДАНИЕ В.	- Генетика окраски меха у собак	— 16 баллов
ЗАДАНИЕ С.	Генетический контроль окраски и формы семян фасоли	20 баллов

Предоставляемое время: 90 минут
ВПИШИТЕ ВСЕ ОТВЕТЫ В РАБОТУ.
ВПИШИТЕ ВАШ ЧЕТЫРЕХЗНАЧНЫЙ КОД УЧАСТНИКА В
КЛЕТКУ НИЖЕ И В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КАЖДОЙ СТРАНИЦЫ
РАБОТЫ

Задание А. Определение последовательности сДНК (23 балла)

Цель: Изолировать плазмидную ДНК, содержащую интересующую Вас кДНК и определить ее последовательность.

Введение:

Для сверхэкспрессии гена, в котором вы заинтересованы, у животных или растений необходимо вначале изолировать его в форме кДНК. Когда это сделано, для того, чтобы амплифицировать эту ДНК, ее проклонировали в pBluescript SK плазмидном векторе, который затем использовали для трансформации бактериальных клеток. Сейчас вам необходимо выделить плазмиду и определить последовательность введенной в нее кДНК.

Матери	алы	Количество
>	Бактериальная культура	4 мл
>	Центрифужные пробирки обьемом 1.5 мл	4
>	Штатив микроцентрифуги	1
>	Микропипетка Р1000	1
>	Коробочка с наконечниками для пипетки 200-1000 µл	1
>	Буфер GET (пробирка 1,5 мл)	0,5 мл
>	10% Додецил сульфат натрия (пробирка 1,5 мл)	0,5 мл
>	2 N NaOH (пробирка 1,5 мл)	0,5 мл
>	3 М калия 5 М ацетата (КОАс, пробирка 1,5 мл)	0,5 мл
>	95% Этанолі (Пластиковая пробирка Фалькон)	3 мл
>	Дистиллированная вода (Пластиковая пробирка Фалькон)	3 мл
>	Таймер	1
>	Метки для пробирок	2
>	Маркер	1
>	Красная карточка	1
>	Пакет для мусора (наконечников и пробирок)	1
>	Доступ к микроцентрифуге	
>	Доступ к смесителю (вортексу)	

Примечание:


Перед началом этого задания убедитесь, что у вас есть все материалы перечисленные выше. Если что-либо отсутствует, поднимите КРАСНУЮ карточку для того, чтобы подозвать ассистента лаборатории.


Ход работы

- 1. Внесите пипеткой алеквоты по 1,5 мл бактериальной культуры в две 1,5 мл пробирки для микроцентрифуги.
- 2. Отцентрифугируйте пробирки в микроцентрифуге в течение 1 минуты убедитесь, что ротор центрифуги **УРАВНОВЕШЕН**.
- 3. Полностью удалите из каждой пробирки питательную среду, слив ее в пробирку.
- 4. Добавьте к клеточному осадку в каждой пробирке по 100 µл буфера GET (глюкоза-ЭДТА-трис) с рН 7,9. Не закрывая пробирок, энергично смешайте их в смесителе для ресуспендирования осадка и оставьте при комнатной температуре на 5 минут.
- 5. Приготовьте в отдельной пробирке для микроцентрифуги объемом 1,5 мл раствор с конечной концентрацией 1% додецилсульфата натрия (SDS) и 0,2 N NaOH в воде в конечном объеме 1 мл.
- 6. Добавьте к каждой пробирке из пункта 4 по 200 µл этой свежеприготовленной смеси из 1% додецилсульфата натрия (SDS) и 0,2 N NaOH, закройте пробирки и переверните 4-5 раз.
- 7. Проинкубируйте пробирки при комнатной температуре в течение 3 минут.
- 8. Добавьте к каждой пробирке по 150 µл 5М КОАс (3 М калия и 5 М ацетата), закройте пробирки и встряхните коротко в руке для смешивания.
- 9. Проинкубируйте пробирки при комнатной температуре в течение 3 минут.
- 10. Отцентрифугируйте пробирки в течение 3 минут при полной скорости микроцентрифуги помните о сбалансировании ротора.
- 11. Пометьте 2 чистые пробирки для микроцентрифуги вашим четырехзначным кодом участника.
- 12. Внесите пипеткой супернатант из каждой центрифужной пробирки в отдельную чистую пробирку. Выбросьте **начальную** пробирку, содержащую сейчас белый осадок это бактериальная хромосомная ДНК.
- 13. Прибавьте 800 µл 95% этанола к каждой пробирке. Закройте пробирки, смешайте энергично рукой в течение 10 секунд и оставьте на столе на 10 минут.

- 14. Отцентрифугируйте пробирки в течение 5 минут при полной скорости микроцентрифуги.
- 15. Слейте супернатант из каждой пробирки, закройте пробирки и **поднимите** вашу красную карточку.
- 16. Ассистент лаборатории проверит вашу пробирку с осадком (10 баллов за белый осадок).
- 17. Ассистент лаборатории предоставит вам последовательность вашей плазмидной и кДНК. кДНК была секвенирована от Т₃ промотора.
- 18. Сверьте вашу последовательность нуклеотидов, начиная с нуклеотида 21, с последовательностью pBluescript вектора (см. рисунок внизу), и дайте ответы на вопросы на странице 5.

КАРТА ПЛАЗМИДЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЛИНКЕРА САЙТА МНОЖЕСТВЕННОГО КЛОНИРОВАНИЯ (MCS) ДЛЯ pBLUESCRIPT





Вопросы (10 баллов)

1. Рестриктазой, по сайту который вы клонировали ваш фрагмент ДНК, является рестриктаза _____.

ПРИМЕЧАНИЕ: Первая буква названия фермента находится на карте рестрикции над первым нуклеотидом последовательности, которую узнает эта рестриктаза. (5 баллов).

2. Перечислите 20 первых нуклеотидов вашего фрагмента ДНК, не включая последовательность сайта рестрикции . (2 балла)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
нуклеотид																				

3. Найдите стартовый кодон. Используя предоставленную таблицу генетического кода на странице 6 и начиная со стартового кодона, проведите трансляцию первых 21 нуклеотидов в соответствующие им аминокислоты. (4 балла)

Стартовый

кодон

Амино-																					
кислота																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
нуклеотид																					

4.	` '	нуклеотид цая аминок		13	мутиров	ал	в 'А',	какой	была (1 ба	
СООТ	` '	уклеотид в минокисло	ожении 14 м	іути	ровал в 'л	А ', к	- акой б	ыла бь	і (1 ба	алл)

ТАБЛИЦА ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОДА

Эта таблица показывает 64 кодона и аминокислоту, которую кодирует каждый кодон. Направление от 5' к 3'.

		Второе основание											
		U	С	A	G								
		UUU (Phe/F)Фенилаланин	UCU (Ser/S)Серин	UAU (Tyr/Y) Тирозин	UGU (Cys/C) Цистеин								
		UUC (Phe/F) Фенилаланин	UCC (Ser/S) Серин	UAC (Tyr/Y) Тирозин	UGC (Cys/C) Цистеин								
	U	UUA (Leu/L)Лейцин	UCA (Ser/S) Серин	UAA Ochre (Stop)	UGA Opal (Stop)								
		UUG (Leu/L) Лейцин	UCG (Ser/S) Серин	UAG Amber (Stop)	UGG (Trp/W)Триптофан								
		CUU (Leu/L) Лейцин	CCU (Pro/P) Пролин	CAU (His/H) Гистидин	CGU (Arg/R) Аргинин								
<u>o</u>	_	CUC (Leu/L) Лейцин	ССС (Pro/P) Пролин	САС (His/H) Гистидин	CGC (Arg/R) Аргинин								
a HZ	$ \mathbf{C} $	CUA (Leu/L) Лейцин	ССА (Рго/Р) Пролин	CAA (Gln/Q) Гистидин	CGA (Arg/R) Аргинин								
основание		CUG (Leu/L) Лейцин	CCG (Pro/P) Пролин	CAG (Gln/Q) Гистидин	CGG (Arg/R) Аргинин								
00		AUU (Ile/I) Изолейцин	ACU (Thr/T) Треонин	AAU (Asn/N) Аспарагин	AGU (Ser/S) Серин								
Первое		AUC (Ile/I) Изолейцин	ACC (Thr/T) Треонин	AAC (Asn/N) Аспарагин	AGC (Ser/S) Серин								
e	A	AUA (Ile/I) Изолейцин	ACA (Thr/T) Треонин	AAA (Lys/K) Лизин	AGA (Arg/R) Аргинин								
		AUG (Met/M) Метионин	ACG (Thr/T) Треонин	AAG (Lys/K) Лизин	AGG (Arg/R) Аргинин								
		GUU (Val/V) Валин	GCU (Ala/A) Аланин	GAU (Asp/D)Аспараг.к-та	GGU (Gly/G) Глицин								
		GUC (Val/V) Валин	GCC (Ala/A) Аланин	GAC (Asp/D)Аспараг.к-та	GGC (Gly/G) Глицин								
	G	GUA (Val/V) Валин	GCA (Ala/A) Аланин	GAA (Glu/E)Глутам. к-та	GGA (Gly/G) Глицин								
		GUG (Val/V) Валин	GCG (Ala/A) Аланин	GAG (Glu/E) Глутам. к-та	GGG (Gly/G) Глицин								

Задание В. Генетика о	краски м	lexa y c	обак		(16 баллов)
Материалы цветные фотс	эграфии ч	этырех п	отомков	собаки.	
Ход работы					
1. Рассмотрите цветные доминантности в случае о		•	•		
К сплошной черный; к Е дикий тип; е красн	ЫЙ				
ММ – белый; Мт – мела волосами);	знж (смесь	ь белого	волоса с	-окрашен	ІНЫМИ
mm – окрашенный а^w – стержень волоса м	еняет окра	аску 3 ра	за; а^у – с	оболевы	й (красный
волос с черным концом) а^t — черный и желто-кор	,	а — чернь	Й		
2. Генотипы собак, показаннь	іх на цвет	ных фот	эграфиях	к, предста	авлены ниже
Шетландская овчарка	= k/k,	E/E,	a/a,	M/m	
Австралийская овчарка	= k/k,	E/E ,	_a ^t /a ^t ,	M/m	
Немецкая овчарка	= k/k,	E/E,	a/a,	m/m	
Тервурен (Tervuren)	= k/k,	<u>E/E,</u>	—a ^y /a ^y ,	m/m	
3. Используя собак, показаннь возможные генотипы и фен		•		•	
таблице на странице 8.			-	-	
<u>(2 балла за каждый генотип</u>	и 2 балла	і за кажд	ый фено :	гип, всег	о 1 6 баллов)

4. Впишите ваши ответы в соответствующую колонку нижеследующей таблицы:

Спаривание	Генотип	Фенотип
Шетландская овчарка х Австралийская овчарка		
Шетландская овчарка х Немецкая овчарка		
Немецкая овчарка х Тервурен		
Тервурен х Австралийская овчарка		

Задание С. Генетический контроль окраски кожуры и формы семян у фасоли (20 баллов)

Материал

- 1 пластиковый пакет с плоскими красными семенами фасоли родительского поколения (ПАКЕТ НЕ ОТКРЫВАТЬ)
- 1 пластиковый пакет с круглыми красными семенами фасоли родительского поколения (ПАКЕТ НЕ ОТКРЫВАТЬ)
- № 1 пластиковый пакет, содержащий семена F₁ (плоские желтые) от скрещивания между родительскими растениями (ПАКЕТ НЕ ОТКРЫВАТЬ)
- \blacktriangleright 1 пластиковый пакет с F_2 семенами, представляющих 250 растений F_2 . (ЭТОТ ПАКЕТ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТА)

Чтобы облегчить вам ответы на вопросы ниже, заполните следующую таблицу:

Поколение	Форма семян	Цвет кожуры семян				
ПОКОЛЕПИЕ	(круглая или плоская)	(желтый или красный)				
Родитель 1						
Родитель 2						
F₁ от скрещивания между этими двумя родителями						

Дайте ответы на следующие вопросы.

- 1. Контролируется ли окраска кожицы семян (обведите кружком правильный ответ)
 - (і) одним геном
 - (іі) более чем одним геном?

(1 балл)

- 2. а) Красный цвет окраски кожуры (обведите кружком правильный ответ)
 - (i) является доминантным
 - (ii) наследуется по принципу неполного доминирования
 - (ііі) является рецессивным

(1 балл)

Практический тест. ГЕНЕТИКА К			КОД	ОД УЧАСТНИКА					
	b)	Круглая форма семян	і (обведи	те кружком правильный отве	Эт)				
		(i) является доминан (ii) наследуется по п (iii) является рецесс	неполного доминирования	го доминирования (1 балл)					
					(1 333.)				
3.	(a)	 (а) В ваших образцах семян F₂ представлены четыре фенотипа. Распределите семена на фенотипические классы и внесите количеств особей каждого фенотипа в представленную ниже таблицу. (2 балла) 							
		Фенотип		Количество семян					
	(окраска семян/форма семян)			(= количество растений	⊦ F ₂)				
		круглые, красные							
	плоские, красные								
		круглые, желтые							
		плоские, желтые							
		Общее количе	ество						
Ис	спользуйт	ге данные распределен	ие в F ₂ д	ля ответа на следующие вог	просы:				
4.	(a) Сколько генов могут контролировать форму семян, исходя из Ваших данных? (1 балл)								
	(b)	(b) Сколько круглых и сколько плоских семян вы ожидали бы в популяци этого размера?							
	КРУГЛЫЕ ПЛ		_ ПЛО	СКИЕ	(2 балла)				
	(c) Существует ли значимое различие между этим наблюдаемым (обведите правильный ответ)?				ределением и				
		ДА	HET	(1 балл)				
	Чему ра	вна вероятность?		(3 балла)				

(3 балла)

- 5. (а) Сколько генов контролируют окраску кожуры семян? _____(1 балл)
 - (b) Сколько красных и сколько желтых семян фасоли вы ожидали бы в популяции этого размера?

КРАСНЫЕ	ЖЕЛТЫЕ	(3	балла)

(с) Существует ли значимое различие между этим распределением и наблюдаемым (обведите правильный ответ)?

ДА HET (1 балл)

Чему равна вероятность?

Распределение хи-квадрат (χ^2)

	Вероятность										
df	0.95	0.90	0.80	0.70	0.50	0.30	0.20	0.10	0.05	0.01	0.001
1	0.004	0.02	0.06	0.15	0.46	1.07	1.64	2.71	3.84	6.64	10.83
2	0.10	0.21	0.45	0.71	1.39	2.41	3.22	4.60	5.99	9.21	13.82
3	0.35	0.58	1.01	1.42	2.37	3.66	4.64	6.25	7.82	11.34	16.27
4	0.71	1.06	1.65	2.20	3.36	4.88	5.99	7.78	9.49	13.28	18.47

- КОНЕЦ –

ПРОВЕРЬТЕ, ВПИСАЛИ ЛИ ВЫ ВАШ ЧЕТЫРЕХЗНАЧНЫЙ КОД УЧАСТНИКА В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КАЖДОЙ СТРАНИЦЫ